



**PHILIPS**

Tomografia  
computadorizada

**Tecnolife**  
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

# Acesse mais

Access CT da Philips

A close-up photograph of two women in professional attire. The woman on the right is smiling and looking towards the left. She has dark, wavy hair and is wearing a light blue blazer over a darker blue collared shirt and pearl earrings. The woman on the left is partially visible in profile, looking towards the first woman. The background is a bright, out-of-focus office environment.

**Acesse o**  
verdadeiro valor

Atualmente, os médicos se deparam com uma crescente demanda de diagnósticos confiáveis para uma grande variedade de necessidades dos pacientes — e isso acontece em meio a constantes exigências de restrições de custo. À medida que procuram atender a essas demandas, eles precisam de parceiros de tecnologia confiáveis que possam simplificar o acesso a um aparelho de TC e permitir que eles mantenham o foco nos seus pacientes. Essas questões trazem um desafio significativo:

**Como as instituições podem fornecer o nível de atendimento clínico de que os seus pacientes precisam, sem deixar de ter uma operação lucrativa?**



Se você estiver investindo no seu primeiro aparelho de TC ou expandindo a sua capacidade de atender às necessidades relacionadas à saúde da sua comunidade, o Access CT tem o que você precisa em uma solução de TC — desde amplitude clínica até valor econômico, serviço e suporte confiáveis.

O Access CT permite que você acesse mais:  
**+ aumento no número de indicações de exames**  
**+ mais economia**  
**+ um parceiro confiável**

Descubra como o Access CT o ajudará a concretizar a sua visão profissional, com um investimento sensato. E permitirá que você **acesse mais**.

# Acesse aumento no número de indicações de exames

Oferecendo uma qualidade de imagem consistente em uma grande variedade de necessidades clínicas, o Access CT da Philips ajudará a aumentar o número de oportunidades de indicação de exames.

## + Médicos assistentes satisfeitos


A plataforma de fluxo de trabalho inteligente iFlow automatiza e simplifica o fluxo de trabalho no console. Possibilite aos médicos assistentes o acesso a uma imagem de alta qualidade, por meio de ferramentas inteligentes do iFlow, para melhorar a consistência de operador para operador em todas as etapas do processo.



Indisponível nos EUA.

## + Maior amplitude clínica

Acomode pacientes de diferentes tamanhos sem alterar a qualidade da imagem.



Amplie seus recursos de forma eficiente com aplicativos avançados, disponíveis no console, viabilizando um pós-processamento simplificado.



Perfusão cerebral



Análise de nódulo pulmonar



Planejamento dental




Colonoscopia por TC



Análise de vasos

## + Confiança no diagnóstico

Ganhe a confiança no diagnóstico de que você precisa para atrair e manter pacientes.



O modo de varredura 70 kVp reduz a dose em até 20%.



A varredura de 1220 mm mostra imagens em alta resolução em exames de longa duração.

# Acesse mais economia



Indisponível nos EUA.

O Access CT da Philips vem com ferramentas que permitirão à sua organização operar de forma mais eficiente e econômica.

## + Vida mais longa do tubo

Reduza o custo de reposição do tubo — o custo permanente mais significativo do aparelho de TC — com iDose4, um algoritmo de reconstrução comprovado que permite reduzir mA e, ao mesmo tempo, manter a qualidade da imagem.

## + Qualidade de imagem consistente

Melhore a consistência de operador para operador com os recursos de automação do iFlow, que ajudam a minimizar os custos associados a novas varreduras.



O fluxo de trabalho automatizado do iFlow reduz a variabilidade em cada etapa do processo na vida cotidiana do tecnólogo.



Indisponível nos EUA.

# Acesse um parceiro confiável

**+** Maximize o seu tempo de atividade e pare de se preocupar com aparelhos de TC, com a ajuda de ferramentas, treinamentos e conhecimento especializado da Philips.



## Fácil integração

Comece a examinar pacientes mais cedo com a interface de usuário automatizada do iFlow, que simplifica o treinamento para os tecnólogos.



## Monitoramento proativo 24 horas por dia, 7 dias por semana

Mantenha o foco no atendimento ao paciente com o monitoramento contínuo, que resolve os problemas antes que eles possam afetar as suas operações diárias.



## Serviços remotos

Os serviços remotos possibilitam uma primeira taxa de correção de 74%\* – informando e fazendo a varredura rapidamente na eventualidade de um problema.



Indisponível nos EUA.

A aquisição de um aparelho de TC é um investimento importante que afetará seu trabalho e a saúde da sua comunidade por anos. O Access CT da Philips possibilita um aumento no número de indicações de exames, custos operacionais mais econômicos e um suporte confiável — criando o custo total ao usuário que você está procurando.

Para que você e seus pacientes possam realmente **Acessar mais.**



**+ Tenha mais flexibilidade**

O Access CT também está disponível em uma configuração de seis cortes, oferecendo imagem em alta resolução para locais com mais restrições orçamentárias.



**Tecnolife**  
EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[www.tecnolife.com.br](http://www.tecnolife.com.br)

© 2017 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

A Philips se reserva o direito de fazer alterações nas especificações e/ou de descontinuar qualquer produto a qualquer momento, sem aviso ou obrigação, e não será responsável por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação. O Access CT da Philips é uma configuração da Philips XXX.

Acesse [www.philips.com/AccessCT](http://www.philips.com/AccessCT)

Impresso na Holanda.  
4522 991 25901 \* MAR 2017

O Access CT não está disponível nos EUA.