



Autoclave Globo Large AQUAZERO®



100% de economia de água na geração de vácuo.

ECONOMIA PARA VOCÊ E PARA O PLANETA. TECNOLOGIA EM BENEFÍCIO DE TODOS.

A Autoclave Globo Large AQUAZERO® proporciona muitas vantagens. Sua tecnologia exclusiva possibilita o uso racional de água e energia, utilizando o mínimo necessário para promover uma significativa economia hídrica e financeira. Escolha a autoclave que traz benefícios a todo mundo e ao mundo todo. Escolha a Globo Large AQUAZERO®.



IDEAL PARA:

LABORATÓRIOS, CENTROS DE PESQUISA E HOSPITAIS DE TODOS OS PORTES.

ESTERILIZAR INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, RESÍDUOS, TECIDOS E VIDRARIAS.

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE COM RAPIDEZ, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA.

ESTERILIZAR CARGAS DE CONTAINERS COM GRANDE PERFORMANCE.

ATENDER AOS PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Autoclave Globo Large AQUAZERO®

SOBRAM MOTIVOS PARA ESCOLHER A AQUAZERO®.

• Economia garantida e retorno do investimento

Com sistema de geração de vácuo AQUAZERO® (sem uso de água), a água é utilizada apenas para a geração de vapor. Assim, economiza-se, em média, 5.000 litros/dia*, promovendo rapidamente o retorno do investimento inicial.

• Flexibilidade e agilidade

Os ciclos configuráveis em até 90 parâmetros permitem flexibilidade e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras. A validação do equipamento é muito mais simples, além de proporcionar esterilização rápida e seca nos variados tipos de cargas, containers e pacotes.

• Melhor desempenho

Cada detalhe da AQUAZERO® foi estudado para proporcionar ao usuário o desempenho que a Central de Materiais necessita. A intensidade de vácuo é estável por ser independente da temperatura da água.


• Sustentabilidade para o negócio e o planeta

A tecnologia de ponta Cisa e a alta performance se aliam para proporcionar economia de recursos financeiros e naturais. Uma convergência reconhecida pela conquista da ISO 14001. Por isso, a AQUAZERO® é ideal para ter mais resultado e uma consciência ambiental verdadeira e certificada.

• Segurança

Possui condutivímetro e leak test integrados de série. Também podem ser adicionados opcionais como o air detector e o desgaseificador. Toda a tecnologia Cisa empregada na fabricação atende às normas vigentes e imprime ainda mais segurança em todo o processo.

Veja como a AQUAZERO® economiza muito mais água diariamente do que os modelos com sistemas de vácuo com bomba de anel líquido.



*Valor médio considerando autoclaves de médio e grande porte e 12 ciclos /dia.

GARANTIA INTEGRAL DE 12 MESES

• Diferencial Cisa

Serviços ao cliente que incluem: manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças de reposição disponíveis na rede credenciada local, instalação e treinamento operacional. Somado a isso, IQ e OQ são entregues junto com o equipamento. Tudo fornecido gratuitamente, exceto os itens de consumo.

LINHA *Elegance*



Imagem ilustrativa.

OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.



AZUL
Equipamento pronto para uso.
AZUL PISCANDO
Eficiência energética/Standby.



VERDE
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.



VERMELHO
Equipamento em alarme.

Gestão visual

O acompanhamento do status do processo pelo painel de LED multicolorido permite a identificação de funcionamento, garantindo mais segurança e produtividade.

Interatividade

O painel touch screen proporciona uma melhor interface com o usuário e possibilita acesso remoto também pelo celular.

Design moderno

O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/esterilizadores/azh

As informações contidas nesta lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. CISA0017/OUT/2020.