

Termodesinfectoras 104 e 155



A união
perfeita de
desempenho
e resultado.

MAIS SEGURANÇA PARA TODOS: USUÁRIOS, PACIENTES E PROCESSO.

São muitos os benefícios das Termodesinfectoras Cisa para a CME. Desinfecção de alto nível, rastreabilidade, processo validado, sistema de barreira, diminuição dos riscos ocupacionais, segurança e, principalmente, produtividade para o dia a dia. Por tudo isso, prefira mais agilidade, credibilidade e durabilidade. Escolha sempre Cisa.



IDEAIS PARA:

HOSPITAIS, CLÍNICAS
E LABORATÓRIOS.

LAVAR E REDUZIR A CARGA
MICROBIANA ANTES DA
ESTERILIZAÇÃO.

ASSEGURAR A
REPETIBILIDADE DO
PROCESSO DE LIMPEZA.

OTIMIZAR O
FLUXO E O
ESPAÇO NA CME.

LAVAR E DESINFECTAR
UMA GRANDE VARIEDADE
DE MATERIAIS.

Termodesinfectoras 104 e 155

VEJA POR QUE AS TERMODESINFECTORAS CISA SÃO UMA ÓTIMA ESCOLHA.

• Sistemas de segurança

- Cálculo de letalidade (A0) integrado de série que sinaliza a conformidade dos parâmetros do ciclo com as normas vigentes.
- Watch Dog é um dispositivo que contribui para a eficácia da desinfecção de alto nível por meio da redundância do sistema de controle.
- Reconhecimento automático de cargas que garante a identificação instantânea do rack utilizado, reduzindo erros e acelerando o processo.
- Garantia de injeção correta de até 4 aditivos químicos por sensores de nível e de fluxo.
- O monitoramento da pressão da bomba de água assegura a correta limpeza dos materiais.
- Possibilidade de cadastro de até 100 operadores diferentes com a opção de configurar até 50 níveis de acessos individuais criptografados.

• Flexibilidade e agilidade

Os ciclos configuráveis em até 146 parâmetros permitem flexibilidade e adaptabilidade às necessidades atuais e futuras, tornando mais simples a validação do equipamento.

• Isolamento termoacústico

A porta com vidro duplo isolado proporciona conforto térmico e acústico.

• Variedade de racks de carga

Comportam diversos tipos de racks: instrumentais, anestésias, nebulizadores, utensílios, mamadeiras, vidrarias, containers e tuberias.



• Aumente a performance e o resultado com o Sistema Fast.

Um dispositivo opcional com tanques de armazenamento de água para acelerar o preaquecimento e o enchimento da câmara. Assim, o processo ganha ainda mais velocidade e produtividade. Disponível apenas para o modelo 155.



• Diferencial Cisa

Serviços ao cliente que incluem: manutenção preventiva, manutenção corretiva, peças de reposição disponíveis na rede credenciada local, instalação e treinamento operacional. Somado a isso, IQ e OQ são entregues junto com o equipamento. Tudo fornecido gratuitamente, exceto os itens de consumo.

LINHA *Elegance*



Imagem ilustrativa.

OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.

◀ **AZUL**
Equipamento pronto para uso.
AZUL PISCANDO
Eficiência energética/Standby.

◀ **VERDE**
Equipamento em funcionamento.
VERDE PISCANDO
Final de ciclo.

◀ **VERMELHO**
Equipamento em alarme.

Gestão visual

O acompanhamento do status do processo pelo painel de LED multicolorido permite a identificação de funcionamento, garantindo mais segurança e produtividade.

Interatividade

O painel touch screen proporciona uma melhor interface com o usuário e possibilita acesso remoto também pelo celular.

Design moderno

O design exclusivo dos painéis traz mais modernidade para a CME.



We care about life

www.cisabrasile.com.br

Saiba mais:



www.cisabrasile.com.br/produtos/hospitalar/termodesinfectoras

As informações contidas nesta lâmina poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. CISA001/0012020.